

MEDIFORTE

(100% CO – LATEX FREE)

BENDA ADESIVA ELASTICA CON ORLI CUCITI
LINEA CENTRALE GIALLA PER ALLINEAMENTO,
AVVOLTA SU ANIMA IN PLASTICA
ADESIVO A BASE DI OSSIDO DI ZINCO E CAUCCIU' SINTETICO AD ALTA POROSITA'
FORZA ADESIVA: 0,5 N/cm
ALLUNGAMENTO ca. 70%: ca. 4,5 m IN TRAZIONE, 2,5 m A RIPOSO
INDICAZIONI: BENDAGGI COMPRESSIVI FLEBOLOGIA, BENDAGGI DI SOSTEGNO E SCARICO IN
TRAUMATOLOGIA ED ORTOPEDIA, BENDAGGI FUNZIONALI.



Mediforte		
Art. 130	cm 6x4,5 m ca. in trazione - conf. singola, scatole da 10 p.zi;	imballi da 80 pezzi
Art. 131	cm 8x4,5 m ca. in trazione - conf. singola, scatole da 10 p.zi;	imballi da 80 pezzi
Art. 132	cm 10x4,5 m ca. in trazione - conf. Singola, scatole da 10 p.zi;	imballi da 40 pezzi

Appartenente alla classe I, Direttiva 93/42/CEE -



MEDICA s.r.l.

Via dei Materassai 1/B - 57121 LIVORNO - Italia

Tel 0586 444447-Fax 0586 444044 - www.medicasrl.it - info@medicasrl.it