

MEDIDUR-C

BENDA A CORTA ESTENSIBILITA'
ELASTICITA' IN LUNGHEZZA ca. 70%: ca. 5 m IN TRAZIONE
COLOR PELLE, BORDI ORLATI, CON ORLI CUCITI E SISTEMA
ANTISFILACCIAMENTO ALLE ESTREMITA'
INDICAZIONI: FLEBOLOGIA, CHIRURGIA, ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA
D'URGENZA E SPORTIVA.
CONFEZIONE SINGOLA CON GRAFFETTE IN CELLOPHANE



Art. 420	Cm 6x5 m ca. in trazione	Sc. da 10 p.zi	Imballo di vendita da 40 p.zi
Art. 421	Cm 8x5 m ca. in trazione	Sc. da 10 p.zi	Imballo di vendita da 40 p.zi
Art. 422	Cm 10x5 m ca. in trazione	Sc. da 10 p.zi	Imballo di vendita da 40 p.zi
Art. 423	Cm 12x5 m ca. in trazione	Sc. da 10 p.zi	Imballo di vendita da 40 p.zi

Appartenente alla classe I, Direttiva 93/42/CEE -

MEDICA srl

Via dei Materassai 1/B - 57121 LIVORNO - Italia

Tel. 0586 444447 - Fax 0586 444044 - www.medicasrl.it - info@medicasrl.it
