

MEDIDUR-F

BENDA ELASTICA A COMPRESSIONE FORTE COLOR PELLE BORDI ORLATI
ELASTICITA' IN LUNGHEZZA ca. 170% : ca. 7 m IN TRAZIONE , ca. 2,6 m A RIPOSO
INDICAZIONI: FLEBOLOGIA, PROFILASSI DELLA TROMBOSI, DISTORSIONI,
LUSSAZIONI NELLE FRATTURE LEGGERE, NELLA TRAUMATOLOGIA E
MEDICINA DELLO SPORT.
CONFEZIONE SINGOLA CON GRAFFETTE



Art. 312	cm 6x7 m (ca. in trazione)	conf. singola, sc. da 10 p.zi
Art.413	cm 8x7 m (ca. in trazione)	conf. singola, sc. da 10 p.zi
Art.414	cm 10x7 m (ca. in trazione)	conf. singola, sc. da 10 p.zi
Art.415	cm 12x7 m (ca. in trazione)	conf. singola, sc. da 10 p.zi
Art.314	cm 15x7 m (ca. in trazione)	conf. singola, sc. da 10 p.zi
Art.313	cm 20x7 m (ca. in trazione)	conf. singola, sc. da 10 p.zi

Appartenente alla classe I, Direttiva 93/42/CEE - 

MEDICA srl

Via dei Materassai n.1/B - 57121 LIVORNO - Italia

Tel. 0586 444447 – Fax 0586 444044 – www.medicasrl.it – info@medicasrl.it