

# MEDIFORTE-B

(100% CO – LATEX FREE)

BENDA ADESIVA BIELASTICA COLOR CARNE CON ORLI IN TESSUTO ANTI USURA  
ADESIVO A BASE DI OSSIDO DI ZINCO E CAUCCIU' SINTETICO

AD ALTA POROSITA'

ELASTICITA' IN LUNGHEZZA ca. 60%, ELASTICITA' IN ALTEZZA ca. 30%

ca. 4,5 m IN TRAZIONE, 2,5 m A RIPOSO

INDICAZIONI: BENDAGGI COMPRESSIVI PER IL TRATTAMENTO SINTOMATICO  
VARICOSO, BENDAGGI FUNZIONALI, BENDAGGI DI SOSTEGNO E DI SCARICO IN  
TRAUMATOLOGIA ED ORTOPEDIA.



| Articolo | Misura e descrizione   | Confezione di vendita |
|----------|--|-----------------------|
| 139      | cm 6x4,5 m ca. in trazione - conf. singola, scatole da 10 p.zi;  | imballi da 80 pezzi   |
| 140      | cm 8x4,5 m ca. in trazione - conf. singola, scatole da 10 p.zi;  | imballi da 80 pezzi   |
| 141      | cm 10x4,5 m ca. in trazione - conf. singola, scatole da 10 p.zi; | imballi da 40 pezzi   |

Appartenente alla classe I, Direttiva 93/42/CEE - **CE**

**MEDICA srl**

Via dei Materassai 1/B - 57121 LIVORNO - Italia

Tel. 0586 44.44.47 - Fax 0586 44.40.44 – [www.medicasrl.it](http://www.medicasrl.it) - [info@medicasrl.it](mailto:info@medicasrl.it)