

MEDIGAUZ-S

(100% PC)

MAGLIA TUBOLARE ELASTICA
IN MICROFIBRA SINTETICA PER SOTTOGESSO
IDROREPELENTE, MAGLIA LISCIA
STERILIZZABILE IN AUTOCLAVE A 121°C
CONFEZIONE SINGOLA IN SCATOLA DISPENSER



Art.240	cm 1,5x20 m	dita mani e piedi*	Imballo vendita da 10 p.zi
Art.241	cm 2,5x20 m	dita mani e piedi medicati*	Imballo vendita da 10 p.zi
Art.242	cm 4x20 m	dita con stecche*	Imballo vendita da 10 p.zi
Art.243	cm 6x20 m	arti inferiori bambini, braccia e gambe*	Imballo vendita da 10 p.zi
Art.244	cm 8x20 m	gambe adulti e capo bambini*	Imballo vendita da 10 p.zi
Art.245	cm 10x20 m	gambe e capo*	Imballo vendita da 10 p.zi
Art.246	cm 12x20 m	cosce grandi e capo*	Imballo vendita da 10 p.zi
Art.247	cm 16x20 m	tronco bambini*	Imballo vendita da 5 p.zi
Art.248	cm 22x20 m	tronco adulti*	Imballo vendita da 5 p.zi

* Le indicazioni sono fornite a scopo orientativo, sta poi al personale medico/paramedico ad individuare la misura più idonea per il paziente.

Appartenente alla classe I, Direttiva 93/42/CEE - 

MEDICA srl

Via dei Materassai 1/B - 57121 LIVORNO - Italia

Tel. 0586 444447 - Fax 0586 444044 - www.medicasrl.it - info@medicasrl.it